

Filtek™ Z550

Универсальный реставрационный наногибридный материал



Создан для Вашего удобства

Преимущества:

- Отличные манипуляционные свойства
- Предсказуемая эстетика
- Высокая прочность
- Высокая износостойчивость
- Хорошая полируемость и сохранность блеска
- 12 самых популярных оттенков

Являясь инноватором в области нанотехнологий и мировым лидером в производстве композитных реставрационных материалов, компания 3M ESPE использовала накопленный опыт для создания универсального наногибридного композита, который идеально подходит для ежедневного использования в стоматологической практике. Мы взяли за основу уже зарекомендовавший себя композитный материал Filtek™ Z250 и добавили уникальную технологию нанонаполнителя. Это позволило значительно улучшить манипуляционные свойства нового композита, его прочностные, а также эстетические характеристики.

Отличные манипуляционные свойства универсального наногибридного композита Filtek™ Z550 – залог Вашего удобства в работе

На протяжении десятилетий компания 3M ESPE работает над созданием материалов, которые были бы максимально комфортны для работы стоматолога.

Работать новым материалом Filtek™ Z550 легко и удобно, так как он:


- Не липнет к инструментам
- Очень легко адаптируется к стенкам полости
- Легко моделируется вне зависимости от дизайна реставрации
- Держит форму до полимеризации

Надежный результат легко!

Наногибридная формула обеспечивает материалу отличные прочностные характеристики и высокую износоустойчивость, поэтому, реставрируя с помощью наногибридного композита Filtek™ Z550, Вы можете быть уверены в долгосрочном результате.

Легко использовать для реставраций по любому классу

Наногибридный композит Filtek™ Z550 идеально подходит для восстановления зубов боковой и фронтальной групп. Цветовая гамма материала включает 12 самых популярных оттенков, идеально соответствующих шкале Vita®. Материал легко полируется, что обеспечивает реставрациям естественную, природную эстетику.



Восстановление полости по первому классу. Jeff T. Blank, DMD



Восстановление полости по четвертому классу. Dr. Montri Chantaramungkorn, Таиланд



Информация для заказа

Артикул Описание

7050TK Пробный набор

4 шприца (по 4 г): A2, A3, A3.5, OA2
1 флакон с адгезивом Adper™ Single Bond 2 (6мл)
1 шприц с протравочным гелем Scotchbond (3 мл)
25 наконечников-аппликаторов для дозатора с протравочным гелем
25 одноразовых кисточек
1 держатель для кисточки
1 поддончик для адгезива

7050IK Ознакомительный набор

8 шприцев (по 4 г): A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2
1 флакон с адгезивом Adper™ Single Bond 2 (6мл)
1 шприц с протравочным гелем Scotchbond (3 мл)
25 наконечников-аппликаторов для дозатора с протравочным гелем
25 одноразовых кисточек
1 держатель для кисточки
1 поддончик для адгезива



Пробный набор Filtek Z550

Рефилы

7050A1	1 шприц (4 г), оттенок A1
7050A2	1 шприц (4 г), оттенок A2
7050A3	1 шприц (4 г), оттенок A3
7050A3.5	1 шприц (4 г), оттенок A3.5
7050A4	1 шприц (4 г), оттенок A4
7050B1	1 шприц (4 г), оттенок B1
7050B2	1 шприц (4 г), оттенок B2
7050B3	1 шприц (4 г), оттенок B3
7050C2	1 шприц (4 г), оттенок C2
7050D3	1 шприц (4 г), оттенок D2
7050OA2	1 шприц (4 г), оттенок OA2
7050OA3	1 шприц (4 г), оттенок OA3



Ознакомительный набор Filtek Z550

3M ESPE

ООО «3М Украина». 3M ESPE
Стоматологическая продукция
03680 Киев, Бизнес-центр «Горизонт Парк»,
ул. Амосова, 12, корпус №1, 7 этаж
Тел.: (044) 490-5777,
факс: (044) 490-5775,
<http://3mespe.com.ua>

www.3MESPE.com.ua

3M, ESPE, Adper, Filtek и Scotchbond являются торговыми марками 3M или 3M Deutschland GmbH.

© 3M 2012. Все права защищены.

Vita не является торговой маркой 3M или 3M Deutschland GmbH.

© 3M 2012. Все права защищены